

## MTherm-A-Lert-GB

### Registrador de temperatura con sonda externa inalámbrico y botella de Glicol

El MTherm-A-lert-GB es un sistema de alarma y monitoreo de temperatura diseñado especialmente para hospitales, laboratorios, instalaciones farmacéuticas y otras áreas críticas para el monitoreo de la temperatura. El sistema puede ser usado para monitorear estas variables en una ubicación única o cientos de localidades mediante la adición de otros registradores.

El MTherm-A-lert-GB proporciona una notificación en tiempo real de las desviaciones de temperatura y cuenta con una alarma programable que puede ser configurada para enviar un mensaje a través de un mensaje de texto, alarma de pantalla y/o correo electrónico si se produce una situación de alarma. El sistema incluye un sensor RTD que se monta en una botella en miniatura llena de glicol de etileno, la botella puede ser de 30, 60 y 250 ml. En este método, una temperatura “buffer” es la lectura tomada, previniendo falsas alarmas.




El MTherm-A-lert-GB esta equipado con comunicación inalámbrica de doble sentido. La comunicación se puede realizar directamente desde una PC central, incluyendo arranque, parada y descarga. Además de la transmisión de datos inalámbrica el sistema también almacena cada lectura en la memoria interna, para una copia de seguridad. Esta copia de seguridad de datos puede ser recuperada de forma inalámbrica en un momento posterior. El usuario final puede configurar las preferencias de archivado automático, asegurando que todos los datos se almacenen y se conserven para cumplir con las regulaciones federales.

Con la interfaz inalámbrica MRFC1000, es posible recibir la señal de dos o más registradores inalámbricos a la vez y transferir los datos en tiempo real. De esta manera puede visualizar y comparar en una sola gráfica las señales de los registradores en su PC.

### Interface (requerida):

MRFC1000



**Repetidores (opcional):** estos equipos se utilizan para alcanzar mayores distancias


MRFC1000-Repeater



## Especificaciones

Información Técnicas	
Memoria	30,000 lecturas por canal
Frecuencia de muestreo	1 lectura cada 2 segundos hasta 1 lectura cada 24 horas
Vida de la batería	2 años
Material	Plástico
Temperatura en operación	-20°C a 80°C (-4°F a 176°F), 0%RH a 95%RH sin condensación
Requiere interfaz	MRFC1000
Aprobaciones	US(FCC), CA(IC), CE
<b>Temperatura</b>	
Sensor de temperatura	RTD
Rango de temperatura	-50°C a 80°C (-58°F a 176°F)
Resolución de temperatura	0.01°C (0.18°F)
Precisión de temperatura	±0.1°C (14 a 302° F/-10 a 150° C)
Calibrada	±0.5°C (fuera de ese rango)
<b>Wireless</b>	
Frecuencia RF Carrier	2.45GHz IEEE 802.15.4 de consumo ultra bajo MadgeNET receptor inalámbrico de comunicación completamente bi-direccional
Salida de alimentación	+0dBm típico
Sensibilidad del receptor (RFC1000 )	-95dBm típico
Distancia soportada a línea de vista en exteriores	400ft ( 121.91 metros )
Distancia soportada a línea de vista en interiores	150ft ( 45.71 metros )

## Software



The screenshot displays the MadgeNET software interface with several key components highlighted by callouts:

- A Vista Grafica:** A graph showing temperature data over time. The y-axis is labeled '°C' and ranges from 30 to 80. The graph shows a curve that rises to a plateau and then falls.
- B Software MadgeNET:** The main application window with a menu bar (File, View, Logger, Tools) and a toolbar. Below the toolbar is a table listing devices.
- C Indicador Batería:** A battery status icon in the bottom right corner of the interface, showing a full battery level.
- D Calibración digital:** A 'ThermAlert Calibration' dialog box with fields for Device Type, Serial Number, Last Calibration Date, Next Calibration Date, Temperature Gain Value, and Temperature Offset Value.
- E Copiar a Excel®:** A 'Copy to Excel' button with a green checkmark icon, located in the bottom right area of the graph window.